

Como usar a máscara corretamente

Uso pretendido

Esta máscara facial descartável ajuda a prevenir a propagação de infecções transmitidas por gotículas. Ele deve cobrir a boca, nariz e mandíbula do usuário para ser eficaz. Este estilo de máscara foi projetado para manter você e sua família protegidos de uma ampla variedade de partículas nocivas, incluindo poeira, poluição do ar e muito mais. Testes de laboratório mostraram que reduz significativamente a exposição a infecções transmitidas pelo ar.

Descrição do produto

Filtração eficiente: Filtra pelo menos 95% de poeira, névoa, gotículas e outras partículas.

Filtros de várias camadas: usa material não tecido fundido por fusão de espessura moderada para absorção ideal de partículas. O filtro eletrostático é altamente eficiente na filtragem de partículas.

Respire com facilidade: o tecido não tecido proporciona uma experiência de respiração confortável.

Design ergonômico: Confortável de usar, material de filtro de baixa impedância sem odor.

Selado com segurança: a tira de metal ajustável garante uma vedação ideal entre a ponte do nariz e a máscara.

Instruções

O usuário deve realizar uma verificação de vedação toda vez que o respirador for usado seguindo as instruções abaixo:

Inspecione o respirador quanto a rasgos ou danos e descarte se forem encontradas discrepâncias.

Certifique-se de que a peça nasal cobre e atravessa a ponte do nariz e cobre o queixo.

Coloque os laços ao redor das orelhas. Certifique-se de que a boca e o nariz estejam completamente cobertos pelo respirador.

Molde o clipe nasal para encaixar confortavelmente ao redor da ponte do nariz.

Cubra o respirador com as mãos para que o ar não passe pela peça facial filtrada.

Aviso

NÃO use a máscara em ambientes médicos e cirúrgicos.

NÃO use a máscara em um ambiente onde a concentração de oxigênio esteja abaixo de 19,5%.

NÃO use a máscara se tiver barba ou outros pelos faciais que tenham contato direto entre o rosto e a borda da máscara.

NÃO use a máscara em um ambiente de gás tóxico.

Observação

Esta máscara não elimina completamente o risco de todas as doenças e infecções. A máscara deve ser selada adequadamente para ser eficaz, o uso indevido pode resultar em maior risco de contrair a doença. Apenas para uso adulto.

Armazenar

Recomenda-se armazenar em temperatura entre -30°C a $+40^{\circ}\text{C}$, e a umidade relativa máxima não superior a 85%.

Manter na sala limpa com boa ventilação.

Evite compressão mecânica, umidade, alta temperatura, luz solar e produtos químicos corrosivos.

Fabricante

Equipamento de segurança contra incêndio Ningbo Evolution Co., Ltd

Endereço: No.1, Mayun Rd, cidade de Mazhu, Yuyao, Zhejiang, China