

# So verwenden Sie die Maske richtig

## Verwendungszweck

Diese Einweg-Gesichtsmaske hilft, die Ausbreitung von durch Tröpfchen übertragenen Infektionen zu verhindern. Es sollte Mund, Nase und Kiefer des Trägers bedecken, um wirksam zu sein. Diese Art von Maske wurde entwickelt, um Sie und Ihre Familie vor einer Vielzahl schädlicher Partikel zu schützen, einschließlich Staub, Luftverschmutzung und mehr. Labortests haben gezeigt, dass es die Exposition gegenüber luftübertragenen Infektionen erheblich reduziert.

## Produktbeschreibung

Effiziente Filtration: Filtert mindestens 95 % Staub, Dunst, Tröpfchen und andere Partikel.

Mehrschichtige Filter: Verwendet schmelzgeblasenes Vliesmaterial mit mittlerer Dicke für eine optimale Partikelabsorption. Der elektrostatische Filter ist hocheffizient beim Filtern von Partikeln.

Atmen Sie mit Leichtigkeit: Vliesstoff sorgt für ein angenehmes Atemerlebnis.

Ergonomisches Design: Angenehm zu tragendes, niederohmiges Filtermaterial ohne Geruch.

Sicher abgedichtet: Der verstellbare Metallstreifen sorgt für eine optimale Abdichtung zwischen Nasenrücken und Maske.

Anweisungen

Der Benutzer sollte jedes Mal, wenn das Atemschutzgerät verwendet wird, eine Dichtungsprüfung durchführen, indem er die folgenden Anweisungen befolgt:

Untersuchen Sie das Atemschutzgerät auf Risse oder Beschädigungen und entsorgen Sie es, wenn Abweichungen festgestellt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Nasenstück den Nasenrücken bedeckt und überspannt und das Kinn bedeckt.

Legen Sie die Schlaufen um die Ohren. Achten Sie darauf, dass Mund und Nase vollständig von der Atemschutzmaske bedeckt sind.

Formen Sie den Nasenclip so, dass er eng um Ihren Nasenrücken passt.

Decken Sie das Atemschutzgerät mit Ihren Händen ab, damit keine Luft durch das gefilterte Gesichtsteil strömen kann.

## Warnung

Verwenden Sie die Maske NICHT in medizinischen und chirurgischen Umgebungen.

Verwenden Sie die Maske NICHT in einer Umgebung, in der die Sauerstoffkonzentration unter 19,5 % liegt.

Verwenden Sie die Maske NICHT, wenn Sie einen Bart oder andere Gesichtsbehaarung haben,

die direkten Kontakt zwischen Ihrem Gesicht und dem Rand der Maske haben.  
Verwenden Sie die Maske NICHT in einer Umgebung mit giftigen Gasen.

## Notiz

Diese Maske eliminiert das Risiko aller Krankheiten und Infektionen nicht vollständig. Die Maske muss gut versiegelt sein, um wirksam zu sein, ein Missbrauch kann zu einem erhöhten Krankheitsrisiko führen. Nur für Erwachsene.

## Lager

Es wird empfohlen, bei einer Temperatur zwischen -30 °C und +40 °C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 85 % zu lagern.

Im Reinraum mit guter Belüftung aufbewahren.

Vermeiden Sie mechanisches Drücken, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, Sonnenlicht und ätzende Chemikalien.

## Hersteller

Ningbo Evolution Brandschutzausrüstung Co., Ltd

Adresse: Nr. 1, Mayun Rd, Stadt Mazhu, Yuyao, Zhejiang, China